



systemBIOMETRON

– för läkemedelsberedning och läkemedelsinhalation

systemBIOMETRON - skyddar personal från exponering av hälsoskadliga ämnen vid preparatberedning och i samband med övervakning av patient som inhalerar läkemedel. Ett mobilt system för personskydd – flyttas enkelt. Vid filtrering används grovfilter och HEPA- eller ULPA-filter, dessa kan kompletteras med kolfilter. Systemet är avsett att användas fristående, men är möjligt att ansluta till ventilationen i lokalen.

Design och konstruktion

Robust konstruktion och höjt säkerhetstänkande gör **systemBIOMETRON** anpassningsbart och helt mobilt för att passa olika typer av arbete inom medicinsk teknik. Val av material och ingående komponenter sker alltid utifrån ett uppdaterat miljöperspektiv.

EI

Alla ingående komponenter uppfyller tillämpade säkerhetskrav och omfattas av RoHS-direktivet, 2002/95/EG

Kontroll och övervakning

Tryckfallsindikator för övervakning av filter. Uppmätning av systemet utförs kontinuerligt av personal från Biometron International AB.

Underhåll

Filter byts enligt serviceavtal, i samarbete med Biometron International AB. Rengöring och desinfektering sker enligt lokala anvisningar.



Ergonomi

Alla BIOMETRONs produkter är utformade med tanke på god ergonomi för användaren. Systemet är höj- och sänkbart och har inga begränsande väggar. Anpassas enkelt individuellt för patienten. Bordsskivans utformning gör att patienten sitter bekvämt under behandlingen. Lätt att rengöra efter varje användning

Garantier

Instrumentgaranti - ett år



systemBIOMETRON

